



S T É R I L I S A T I O N / H Y G I È N E

Brosses de nettoyage, écouvillons,
protecteurs d'instruments, cadenas...

NOVEMBRE 2024

Brosses plates réutilisables / autoclavables

Les **brosses plates réutilisables / autoclavables Tec Care** ont été conçues pour le nettoyage des instruments chirurgicaux : bonne prise en main, longueur suffisante de la partie empoignée (70 mm). Les fibres de la brosse sont transparentes, afin de permettre en un coup d'œil de vérifier la propreté de la brosse. Le plastique employé pour fabriquer le manche permet une élimination - et une incinération - sans dégagement de composés toxiques.



FIBRES
POLYAMIDE

Tec Care fabrique **4 références de brosses plates réutilisables** :

- **EXTRA RIGIDE** : les fibres polyamides ont une rigidité voisine de l'acier et permettent un nettoyage très appuyé des instruments souillés, particulièrement au niveau des stries ou anfractuosités
- **SOUPLE** : cette brosse est destinée aux instruments présentant soit une fragilité (optique, plastique ...) soit des zones creuses qui sont plus faciles à nettoyer avec une fibre « semi-rigide » qui atteint plus facilement le fond de la cavité à nettoyer
- **RIGIDE** : la rigidité de cette brosse, associée à la hauteur des fibres, facilite le nettoyage des instruments courants
- **EXTRA SOUPLE** : la très grande longueur de poils supprime toute agression lors du nettoyage, et destine cette brosse aux instruments fragiles (optiques...) et aux endoscopes souples et rigides. La longueur des fibres facilite le nettoyage de certaines zones très difficiles à atteindre avec une longueur de fibre inférieure, comme par exemple les commandes de béquillage des endoscopes souples.

BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE EXTRA RIGIDE



RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	BROSSE L X I X H (MM)
STR BR22070-XH	Extra rigide	220	70 x 20 x 10

Conditionnement : sachet de 5

BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE RIGIDE



RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	BROSSE L X I X H (MM)
STR BR22070-H	Rigide	220	70 x 20 x 15

Conditionnement : sachet de 5

BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE SOUPLE



RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	BROSSE L X I X H (MM)
STR BR22070-S	Souple	220	70 x 20 x 15

Conditionnement : sachet de 5


BROSSE PLATE AUTOCLAVABLE EXTRA SOUPLE



RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	BROSSE L X I X H (MM)
STR BR22070-XS	Extra souple	220	70 x 20 x 25

Conditionnement : sachet de 5

BROSSES PLATES AUTOCLAVABLES Kit de 4 brosses



RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	BROSSE L X I X H (MM)
STR BR22070-4	Extra rigide	220	70 x 20 x 10
	Rigide	220	70 x 20 x 15
	Souple	220	70 x 20 x 15
	Extra souple	220	70 x 20 x 25


Conditionnement : sachet de 4

ÉGALEMENT DISPONIBLE :
**BROSSES PLATES
USAGE / JOUR
UNIQUE**



Brosse de précision

La **brosse de précision** possède une **tête ultra rigide de petite taille**, qui permet un nettoyage efficace et facile de toutes les surfaces striées (mors de pinces, ...). Sa résistance lui donne une longue durée de vie en nombre d'utilisations et de stérilisations.



La brosse de précision permet un **nettoyage très appuyé et précis**, grâce à une tête de nettoyage fine (8 mm épaisseur) dont les fibres sont très rigides. Elle est utilisée notamment pour nettoyer les mors de pinces souillés/ encrassés au niveau des stries.



RÉFÉRENCE

STR BRPRECISION
STR BRPRECISION-10

CONDITIONNEMENT

3 unités
10 unités

Brosse pour pour râpes orthopédiques

La brosse de nettoyage pour râpe Tec Care permet le nettoyage de râpes orthopédiques (et instruments similaires...)

- Poils de brosse en polyamide
- Manche ergonomique en thermoplastique autoclavable
- Sa résistance lui donne une longue durée de vie en nombre d'utilisations et de stérilisations
- Sans latex



BROSSE 20 X 60 X 90 MM



RÉFÉRENCE

STR BRRAPE

CONDITIONNEMENT

3 unités

LONGUEUR / Ø MANCHE 140 MM / 16 MM

Brosses pour fraises à cotyle

Tec Care fabrique 4 brosses destinées au **nettoyage des fraises à cotyle** : **Simple tête** :

- Circulaire parfaitement adaptée au nettoyage de l'hémisphère interne des fraises à cotyle (manche rouge)



BROSSE CIRCULAIRE

- Courbe, avec un design spécifique aux fraises à cotyles à croisillon, la brosse courbe passant entre les croisillons et la courbure permettant d'atteindre le sommet de la fraise (manche rose)

Double tête, comportant à l'autre extrémité du manche, un écouvillon conique fin et rigide, qui permet de nettoyer facilement les orifices des fraises (manches vert ou orange selon la forme de la brosse principale).

STR BRCOT-01

STR BRCOT-02

RÉFÉRENCE	BROSSE 1 (MM)	BROSSE 2 (MM)	MANCHE (MM)	LONG. TOTALE (MM)
STR BRCOT-01	18 x 50 x 45	-	120 x 12	170
STR BRCOT-02	18 x 50 x 45	6/8 x 30	120 x 12	210
STR BRCOT-03*	8 x 12 x 40	-	120 x 12	155
STR BRCOT-04*	8 x 12 x 40	6/8 x 30	120 x 12	185

Conditionnement : boîte de 3 unités



NOUVEAU*

STR BRCOT-03*

STR BRCOT-04*

Écouvillon **double têtes** 5 + 11 mm autoclavable



STYLOPISTON-01 existe en deux couleurs, bleu et jaune, afin de différencier deux lots d'écouvillons utilisés alternativement un jour sur deux.

Cet écouvillon doit être utilisé pour un seul endoscope et ensuite être nettoyé et stérilisé*. Dans l'idéal, il faut disposer d'un nombre de brosses supérieur au nombre maximal d'endoscopies réalisées en une journée, afin de pouvoir effectuer une seule stérilisation en fin de programme.

Ce double écouvillon peut aussi être utilisé pour le nettoyage des canaux courts des instruments chirurgicaux.

STYLOPISTON-01-B



STYLOPISTON-01-Y



RÉFÉRENCE	BROSSE N°1 Ø X LONG. (MM)	BROSSE N°2 Ø X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STYLOPISTON-01B	11 x 35	5 x 20	185
STYLOPISTON-01Y	11 x 35	5 x 20	185

Conditionnement : sachet de 20

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

*** L'UTILISATION DE BROSSES ET D'ÉCOUVILLONS DE NETTOYAGE AUTOCLAVABLES N'EST PLUS PERMISE EN FRANCE DEPUIS L'INSTRUCTION N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 DU 4 JUILLET 2016.**

Brosse de nettoyage simple tête

Cette **brosse semi-rigide** est destinée au nettoyage courant.



RÉFÉRENCE	BROSSE		LONGUEUR
	LARG. (MM)	LONG. (MM)	TOTALE (MM)
STR BR18038N	12,5	38	185

Conditionnement : sachet de 20

Brosse de nettoyage double tête

La brosse double tête permet un nettoyage plus précis:

- À l'aide de l'**encoche en « V »** présente en bout de tête
- À l'aide de la **brosse étroite (2 mm)** constituée d'une seule rangée de poils, qui permet le nettoyage des rainures et angles rentrants.



RÉFÉRENCE	BROSSE 1 (MM) LARG X LONG	BROSSE 2 (MM) LARG X LONG	LONGUEUR TOTALE (MM)
STR BR18035	10 x 38	2 x 25	175

Conditionnement : sachet de 20

Brosse de nettoyage pour récipient

Cette brosse est destinée à l'**écouvillonnage de très gros diamètre** et au nettoyage des récipients, urinoirs...

RÉFÉRENCE	BROSSE		LONGUEUR
	LARG. (MM)	LONG. (MM)	TOTALE (MM)
STR BR070130310	70	130	310

Conditionnement : sachet de 3



Brosses plates usage / jour unique

Les **brosses plates usage / jour unique Tec Care** ont été conçues pour le nettoyage des instruments chirurgicaux : bonne prise en main, longueur suffisante de la partie empoignée (60 mm). Les fibres de la brosse sont transparentes, afin de permettre en un coup d'œil de vérifier la propreté de la brosse. Le plastique employé pour fabriquer le manche permet une élimination - et une incinération - sans dégagement de composés toxiques, ce qui est particulièrement important pour des produits à courte durée de vie.



FIBRES
POLYAMIDE

Tec Care fabrique 2 références de brosses plates usage unique :

- **RIGIDE** : la rigidité de cette brosse, associée à la hauteur des fibres, facilite le nettoyage des instruments courants
- **SOUPLE** : cette brosse est destinée aux instruments présentant soit une fragilité (optique, plastique ...) soit des zones creuses qui sont plus faciles à nettoyer avec une fibre « semi-rigide » qui atteint plus facilement le fond de la cavité à nettoyer.

BROSSES PLATES usage / jour unique RIGIDE



RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	BROSSE L X I X H (MM)
STU BR22060-H	Rigide	220	60 x 20 x 15

Conditionnement : boîte de 20

BROSSES PLATES usage / jour unique SOUPLE



RÉFÉRENCE	TYPE	LONGUEUR (MM)	BROSSE L X I X H (MM)
STU BR22060-S	Souple	220	60 x 20 x 15

Conditionnement : boîte de 20

ÉGALEMENT DISPONIBLE :

BROSSES AUTOCLAVABLES




Abrasifs de nettoyage

Ces abrasifs sont utilisés en service de stérilisation pour le nettoyage des pointes d'électrodes mono ou bipolaires charbonnées ou portant des débris très adhérents.

ABRASIFS DE NETTOYAGE - NON STERILE :

- Abrasif de 45 x 45 mm sur bloc de mousse adhésif pelable
- Radio-opaque
- Sans latex

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
STR CLEAN	Boite de 60 unités



ABRASIF
DE NETTOYAGE



Clips, scellés, cadenas

Les **scellés / cadenas PADXX** sont spécifiquement conçus pour le secteur médical, sont autoclavables, cycle prion, mais aussi pour d'autres applications médicales ou non : chariots d'urgences, conteneurs de médicaments ou tout conteneur adapté à leur dimension. Leur design a été étudié pour faciliter l'utilisation : large base, stries anti-glissement, dispositif de guidage concave pour la pointe du harpon.


Le système de verrouillage a été étudié pour permettre une fermeture facile, l'absence d'ouverture spontanée, et une rupture aisée par traction après légère flexion de la branche de fermeture. La large base du cadenas, comme les stries judicieusement placées facilitent la préhension et l'utilisation.




SIMPLEMENT **PLIER LA BASE ET TIRER** POUR CASSER LE CADENAS

Tec Care fabrique **3 types de scellés**, qui peuvent être fournis nus, avec indicateur de passage autoclave, avec numérotation ou avec texte.


TAILLE RÉELLE



PAD-01



PAD-02



PAD-03



INDICATEUR DE PASSAGE




NUMEROTES



IMPRIMES

Clips, scellés, cadenas

Les **scellés PAD 01XX** sont solides, dotés d'une banche courte rigide, parfaitement adaptés aux conteneurs **type Aesculap®**, mais aussi aux conteneurs possédant un canal court et large. Le double harpon fiabilise la fermeture par sa solidité, même après stérilisation.



Double harpon de verrouillage
s'insérant dans un large orifice
de guidage

Les **stries** sur le cadenas
facilitent
la **préhension**

PAD-01 Code couleur

NOUVELLE COULEUR!



CADENAS STANDARD

COULEUR	500 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0110
BLEU	PAD 0111
ROUGE	PAD 0112
VERT	PAD 0113
JAUNE	PAD 0114
ORANGE	PAD 0115
ROSE	PAD 0116
BLANC	PAD 0117
NOIR	PAD 0118



CLIP CONTAINER AVEC TÉMOIN DE PASSAGE

COULEUR	500 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0110-D
BLEU	PAD 0111-D
ROUGE	PAD 0112-D
VERT	PAD 0113-D
JAUNE	PAD 0114-D
ORANGE	PAD 0115-D
ROSE	PAD 0116-D
BLANC	PAD 0117-D
NOIR	PAD 0118-D



CLIP CONTAINER / SCELLÉ NUMÉROTÉ

COULEUR	200 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0100-N
BLEU	PAD 0101-N
ROUGE	PAD 0102-N
VERT	PAD 0103-N
JAUNE	PAD 0104-N
ORANGE	PAD 0105-N
ROSE	PAD 0106-N
BLANC	PAD 0107-N
NOIR	PAD 0108-N




CLIP CONTAINER / SCELLÉ IMPRIMÉ

COULEUR	TEXTE	200 UNITES PAR SACHET	500 UNITES PAR SACHET
BLEU	STERILE	PAD 0101-ST	PAD 0111-ST
ROUGE	REPARER	PAD 0102-RE	PAD 0112-RE
VERT	AIGUISER	PAD 0103-AI	PAD 0113-AI
JAUNE	PRETER	PAD 0104-PR	PAD 0114-PR
BLANC	NETTOYER	PAD 0107-NE	PAD 0117-NE
NOIR	JETER	PAD 0108-JE	PAD 0118-JE

Impression personnalisée disponible sur demande (8 caractères, logo, ...). **Nous consulter!**

Clips, scellés, cadenas

Les **scellés PAD 02XX** sont dotés d'une **branche plus longue (32 mm)** d'un harpon simple plus fin que les PAD 01XX. Il sont adaptés à la quasi-totalité des conteneurs, mêmes ceux dotés d'un tube long et fin.



Harpon de verrouillage simple et fin
s'insérant dans un large orifice de guidage

Système de verrouillage permettant une **fermeture facile**

PAD-02 Code couleur



CADENAS STANDARD

COULEUR	500 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0210
BLEU	PAD 0211
ROUGE	PAD 0212
VERT	PAD 0213
JAUNE	PAD 0214
ORANGE	PAD 0215
ROSE	PAD 0216
BLANC	PAD 0217
NOIR	PAD 0218



CLIP CONTAINER AVEC TÉMOIN DE PASSAGE

COULEUR	500 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0210-D
BLEU	PAD 0211-D
ROUGE	PAD 0212-D
VERT	PAD 0213-D
JAUNE	PAD 0214-D
ORANGE	PAD 0215-D
ROSE	PAD 0216-D
BLANC	PAD 0217-D
NOIR	PAD 0218-D



CLIP CONTAINER / SCELLÉ NUMÉROTÉ

COULEUR	200 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0200-N
BLEU	PAD 0201-N
ROUGE	PAD 0202-N
VERT	PAD 0203-N
JAUNE	PAD 0204-N
ORANGE	PAD 0205-N
ROSE	PAD 0206-N
BLANC	PAD 0207-N
NOIR	PAD 0208-N



CLIP CONTAINER / SCELLÉ IMPRIMÉ

COULEUR	TEXT	200 UNITES PAR SACHET	500 UNITES PAR SACHET
BLEU	STERILE	PAD 0201-ST	PAD 0211-ST
ROUGE	REPARER	PAD 0202-RE	PAD 0212-RE
VERT	AIGUISER	PAD 0203-AI	PAD 0213-AI
JAUNE	PRETER	PAD 0204-PR	PAD 0214-PR
BLANC	NETTOYER	PAD 0207-NE	PAD 0217-NE
NOIR	JETER	PAD 0208-JE	PAD 0218-JE

✓ **Impression personnalisée disponible sur demande (8 caractères, logo, ...). Nous consulter!**

Clips, scellés, cadenas

Les **scellés PAD 03XX** sont identiques aux PAD 02XX mais dotés d'une **large base rectangulaire** qui permet l'**apposition d'étiquettes de traçabilité** 20x30 mm. Ils conviennent à la plupart des conteneurs du marché.



Système de verrouillage permettant une **fermeture facile**



PAD 03XX dotés d'une large base rectangulaire

PAD-03 Code couleur



CADENAS STANDARD

COULEUR	500 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0310
BLEU	PAD 0311
ROUGE	PAD 0312
VERT	PAD 0313
JAUNE	PAD 0314
ORANGE	PAD 0315
ROSE	PAD 0316
BLANC	PAD 0317
NOIR	PAD 0318

CLIP CONTAINER AVEC TÉMOIN DE PASSAGE

COULEUR	500 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0310-D
BLEU	PAD 0311-D
ROUGE	PAD 0312-D
VERT	PAD 0313-D
JAUNE	PAD 0314-D
ORANGE	PAD 0315-D
ROSE	PAD 0316-D
BLANC	PAD 0317-D
NOIR	PAD 0318-D



CLIP CONTAINER / SCELLÉ NUMÉROTÉ

COULEUR	200 UNITES PAR SACHET
BLEU CLAIR	PAD 0300-N
BLEU	PAD 0301-N
ROUGE	PAD 0302-N
VERT	PAD 0303-N
JAUNE	PAD 0304-N
ORANGE	PAD 0305-N
ROSE	PAD 0306-N
BLANC	PAD 0307-N
NOIR	PAD 0308-N

CLIP CONTAINER / SCELLÉ IMPRIMÉ

COULEUR	TEXTE	200 UNITES PAR SACHET	500 UNITES PAR SACHET
BLEU	STERILE	PAD 0301-ST	PAD 0311-ST
ROUGE	REPARER	PAD 0302-RE	PAD 0312-RE
VERT	AIGUISER	PAD 0303-AI	PAD 0313-AI
JAUNE	PRETER	PAD 0304-PR	PAD 0314-PR
BLANC	NETTOYER	PAD 0307-NE	PAD 0317-NE
NOIR	JETER	PAD 0308-JE	PAD 0318-JE

Impression personnalisée disponible sur demande (8 caractères, logo, ...). **Nous consulter!**

Tec Care fabrique, en France, plus de 250 références d'écouvillons usage unique et autoclavables destinés au nettoyage des canaux creux des instruments chirurgicaux et endoscopes opératoires.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les écouillons autoclavables **Tec Care** sont fabriqués à partir d'un tube plastique dont l'**extrémité libre est scellée afin d'éviter toute contamination** ou salissure interne.



Le plastique utilisé est autoclavable à 134°C - 18 mn pour les versions réutilisables. Les brosses sont de type semi-rigide (tube de 3,0 à 5,8 mm) ou souple (tubes de 1,0 à 1,8 mm), en polyamide sur torsade acier inoxydable, avec une extrémité épingle (boucle métallique).



ÉCOUVILLONS SOUPLES 2.0 À 6.0 MM DE DIAMÈTRE

Les écouillons (2.0 à 6.0 mm de diamètre) sont fabriqués à partir de tubes souples de 0.93 à 1.8 mm de diamètre. Ils sont utilisés en traction, l'extrémité du tube sans brosse étant introduite en premier à travers le canal à nettoyer, puis tirée une fois ressortie à l'autre extrémité du canal.

ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES 5.0 À 20.0 MM DE DIAMÈTRE

Les tubes de 3 à 5.8 mm de diamètre sont dotés de tubes semi-rigides qui permettent un nettoyage en poussée ou en traction, d'autant que l'extrémité épingle de la brosse est atraumatique. Ces écouillons semi-rigides existent en version simple brosse, double brosse symétrique et double brosse asymétrique.

IDENTIFICATION COULEUR

Les écouillons sont dotés d'un code couleur permettant d'éviter toute confusion avec les diamètres voisins.



Tec Care propose des produits adaptés à tous vos besoins, respectant l'intégrité des instruments à nettoyer, et procurant un nettoyage optimal pour un coût nettement inférieur à celui des produits concurrents (et mêmes des systèmes de recharges) :

- Diamètre de brosse de 1.8 à 20 mm (canaux de 1.1 à 18 mm)
- Longueur d'écouvillon de 350 à 800 mm en standard
- Grande qualité de brossage procurée par des brosses très empoilées fabriquées dans une fibre peu sensible à l'eau et aux produits détergents / décontaminants
- Un manche permettant de traverser tous les canaux.

QUEL PRODUIT CHOISIR ?

- **Longueur** : la longueur à choisir correspond à la plus grande longueur de canal à nettoyer, à laquelle on ajoute un travers de main pour une bonne préhension, soit environ 80 mm en plus de la longueur du canal. Le fait de choisir une longueur adaptée facilite l'utilisation et diminue le coût et la quantité de déchets au strict indispensable.



- **Diamètre** : étant donné le fort empoilage des brosses, il faut éviter tout surdimensionnement qui risque de réduire la durée de vie de cette brosse, de l'endommager rapidement, voire de la détorsader si l'utilisateur force en rotation quand la brosse est coincée. Pour fixer les idées, nous recommandons par exemple une brosse de 12.5 mm de diamètre pour nettoyer un canal de 10 mm.
- **Simple ou double brosse ?** : les versions double brosses, à peine plus onéreuses que les écouillons simple brosse, sont plus économiques et permettent de plus de disposer de deux diamètres de brosses sur un même produit, ce qui facilite le nettoyage en cas de doute. La longueur de ces écouillons doit être plus importante que les écouillons simple brosse car la préhension ne se fait pas par l'extrémité du tube.
- **Usage unique ou autoclavables** : étant donné les faibles durées de vie des brosses de petit diamètre (2-3 mm), il est plus économique de choisir un produit usage / jour unique quand l'utilisation de l'écouvillon est très importante.



ET SI VOUS NE TROUVEZ PAS LE PRODUIT QUI VOUS EST NÉCESSAIRE ?

Consultez nous! Nous pouvons fabriquer selon vos impératifs des écouvillons spéciaux, dont la longueur peut être plus courte ou plus longue (jusqu'à 2300 mm pour les écouvillons semi-rigides, illimitée pour les écouvillons souples).

ET SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN "KIT" INCLUANT PLUSIEURS RÉFÉRENCES ?

Consultez nous! Nous conditionnons tous nos produits (usage unique ou autoclavable) en kits afin de simplifier la gestion de vos commandes, de vos stocks et de l'utilisation des produits. Cette offre vous concerne si tout ou partie de votre besoin est standardisé. Le coût du kit est au maximum la somme des coûts unitaires, mais une optimisation est souvent possible.

ET SI VOUS SOUHAITEZ UN PRODUIT USAGE UNIQUE SIMPLE, EFFICACE ET ENCORE MOINS CÔUTEUX (DIAMÈTRE 2 À 5 MM) ?

Consultez nous! Choisissez dans notre gamme « Écouvillons usage unique type endoscopie ». Ces écouvillons sont fabriqués à partir de tubes et de brosses courtes (15 à 24 mm) utilisés pour les endoscopes souples. Les brosses 3 à 5 mm sont repliées et empoilées en bout afin d'assurer une protection optimale des canaux.



DURÉE D'UTILISATION DES PRODUITS / CÔÛT

Une brosse polyamide perd une partie de ses qualités de nettoyage à chaque utilisation (action mécanique) et à chaque stérilisation (action thermique).

Au fur et à mesure du vieillissement du produit, le nombre de poils diminue, leur rigidité se modifie, et la capacité de brossage diminue. Il est illusoire de penser que, quelle que soit la qualité d'une brosse, elle peut être soumise à 50 ou 100 cycles de nettoyage puis de stérilisation sans avoir perdu la quasi totalité de ses qualités de départ.

Pour cette raison, nous avons choisi de proposer des produits dont le coût permet un renouvellement très fréquent, alors même que la qualité de brossage est encore proche du neuf. Les tests que nous avons réalisés permettent de conseiller un intervalle de changement qui dépend cependant principalement de l'utilisation du produit. Cette fréquence est donc à adapter en fonction de l'utilisation de chacun.

DIAMÈTRE DE BROSSE	RÉFÉRENCES (XX = longueur en cm)	DURÉE D'UTILISATION UTILE MINIMALE en conditions « normales » +/- 10 utilisations par jour (en jours travaillés)
2.0 mm	STRP1 XX020	2* à 3 jours*
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm BROSSE ET TUBE SOUPLES	STRP1 XX030 STRP1 XX040 STRP1 XX050 (32-47-62-77)	3* à 8 jours*
5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0 mm BROSSE RIGIDE	STRP1 XX050 (35-50-65-80) STRP1 XX060 STRP1 XX080 STRP1 XX100 STRP1 XX120 STRP1 XX150 STRP1 XX200 STRP2 XX050 à XX200	10* à 20 jours*

* En cas de nombreuses utilisations journalières, il peut être plus efficace et économique d'utiliser la version usage / jour unique

Un écouvillon doit être jeté :

- Si la densité de poils est nettement inférieure à ce qu'elle était à l'origine
- Si la brosse est déformée à plusieurs reprises (le fait de la redresser à plusieurs reprises crée une fragilité dans la torsade acier inoxydable)
- Si le tube présente une strie transversale, qui risque d'entraîner une rupture en traction pour un effort minime, ou s'il présente une angulation (à différencier d'un tube courbé / arqué qui n'entraîne aucun risque).

A l'issue de la durée d'utilisation « normale » mentionnée dans le tableau ci-dessus, l'écouvillon peut être conservé si :




- La densité de poils est voisine de l'état neuf
- La brosse n'a pas été redressée à plusieurs reprises
- Le tube ne présente pas de strie transversale ni de déformation importante
- Certains écouvillons peuvent alors être utilisés jusqu'à 8 jours pour les diamètres inférieurs ou égaux à 5 mm (brosse souple), et jusqu'à un mois pour les écouvillons de diamètre supérieur ou égale à 5 mm (brosse rigide).

STÉRILISATION | Écouvillons **autoclavables** sur tube plastique souple

Gamme d'écouvillons **souples** diamètres et couleurs



ÉCOUVILLONS SOUPLES AUTOCLAVABLES, RÉUTILISABLES / 2 À 5 MM DE DIAMÈTRE



EXTREMITÉS SCELÉES

Écouvillons **autoclavables simple brosse**

LONGUEUR 320 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 32020		2 x 15	1,00
STRP1 32030		3 x 25	1,00
STRP1 32040		4 x 25	1,55
STRP1 32050		5 x 25	1,85
STRP1 32060		6 x 25	1,85

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 470 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 47020		2 x 15	1,00
STRP1 47030		3 x 25	1,00
STRP1 47040		4 x 25	1,55
STRP1 47050		5 x 25	1,85
STRP1 47060		6 x 25	1,85

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 620 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 62020		2 x 15	1,00
STRP1 62030		3 x 25	1,00
STRP1 62040		4 x 25	1,55
STRP1 62050		5 x 25	1,85
STRP1 62060		6 x 25	1,85


Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 770 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STRP1 77020		2 x 15	1,00
STRP1 77030		3 x 25	1,00
STRP1 77040		4 x 25	1,55
STRP1 77050		5 x 25	1,85
STRP1 77060		6 x 25	1,85

Conditionnement : sachet de 10

Gamme d'écouvillons **semi-rigides** diamètres et couleurs



EXTRÉMITÉ **SCELLÉE**



ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES **AUTOCLAVABLES**, RÉUTILISABLES / 3 À 5.8 MM DE DIAMÈTRE

Écouvillons **autoclavables simple brosse**

EXEMPLE D'ÉCOUVILLON **AUTOCLAVABLE** SIMPLE BROSSSE

EXTRÉMITÉ
SCELLÉE



LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 35050		5 x 50	3,00
STR-P1 35060		6 x 50	3,00
STR-P1 35080		8 x 50	4,00
STR-P1 35100		10 x 50	4,00
STR-P1 35120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 35150		15 x 50	5,80
STR-P1 35200		20 x 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 50050		5 x 50	3,00
STR-P1 50060		6 x 50	3,00
STR-P1 50080		8 x 50	4,00
STR-P1 50100		10 x 50	4,00
STR-P1 50120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 50150		15 x 50	5,80
STR-P1 50200		20 x 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 65050		5 x 50	3,00
STR-P1 65060		6 x 50	3,00
STR-P1 65080		8 x 50	4,00
STR-P1 65100		10 x 50	4,00
STR-P1 65120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 65150		15 x 50	5,80
STR-P1 65200		20 x 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P1 80050		5 x 50	3,00
STR-P1 80060		6 x 50	3,00
STR-P1 80080		8 x 50	4,00
STR-P1 80100		10 x 50	4,00
STR-P1 80120		12,5 x 50	4,00
STR-P1 80150		15 x 50	5,80
STR-P1 80200		20 x 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

Écouvillons **autoclavables** symétrique double brosse

EXEMPLE D'ÉCOUVILLON **AUTOCLAVABLE** DOUBLE BROSSÉ SYMÉTRIQUE



LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 35050		5 x 50	5 x 50	3,00
STR-P2 35060		6 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 35080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 35100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 35120		12.5 X 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 35150		15 X 50	15 X 50	5,80
STR-P2 35200		20 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 50050		5 x 50	5 x 50	3,00
STR-P2 50060		6 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 50080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 50100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 50120		12.5 X 50	12.5 x 50	4,00
STR-P2 50150		15 X 50	15 x 50	5,80
STR-P2 50200		20 X 50	20 x 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 65050		5 x 50	5 x 50	3,00
STR-P2 65060		6 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 65080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 65100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 65120		12.5 X 50	12.5 x 50	4,00
STR-P2 65150		15 X 50	15 x 50	5,80
STR-P2 65200		20 X 50	20 x 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 80050		5 x 50	5 x 50	3,00
STR-P2 80060		6 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 80080		8 x 50	8 x 50	4,00
STR-P2 80100		10 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 80120		12.5 X 50	12.5 x 50	4,00
STR-P2 80150		15 X 50	15 x 50	5,80
STR-P2 80200		20 X 50	20 x 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

Écouvillons **autoclavables** asymétrique double brosse

EXEMPLE D'ÉCOUVILLON **AUTOCLAVABLE** DOUBLE BROSSÉ ASYMÉTRIQUE



LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 350506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 350810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 351012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 351520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 500506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 500810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 501012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 501520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 650 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 650506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 650810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 651012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 651520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE 1 Ø X L (MM)	BROSSE 2 Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STR-P2 800506		5 x 50	6 x 50	3,00
STR-P2 800810		8 x 50	10 x 50	4,00
STR-P2 801012		10 x 50	12.5 X 50	4,00
STR-P2 801520		15 X 50	20 X 50	5,80

Conditionnement : sachet de 10

Gamme d'écouvillons **souples** diamètres et couleurs



ÉCOUVILLONS SOUPLES USAGE / JOUR UNIQUE,
2 À 5 MM DE DIAMÈTRE

Ø 2 X 15
MM



Ø 3 X 25
MM




Ø 4 X 25
MM




Ø 5 X 25
MM



Ø 6 X 25
MM



ÉCOUVILLONS SOUPLES USAGE / JOUR UNIQUE



Écouvillons **usage / jour unique simple brosse**

LONGUEUR 320 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 32020		2 x 15	1,00
STU1 32030		3 x 25	1,00
STU1 32040		4 x 25	1,55
STU1 32050		5 x 25	1,85
STU1 32060		6 x 25	1,85

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 470 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 47020		2 x 15	1,00
STU1 47030		3 x 25	1,00
STU1 47040		4 x 25	1,55
STU1 47050		5 x 25	1,85
STU1 47060		6 x 25	1,85

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 620 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 62020		2 x 15	1,00
STU1 62030		3 x 25	1,00
STU1 62040		4 x 25	1,55
STU1 62050		5 x 25	1,85
STU1 62060		6 x 25	1,85

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 770 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR Ø X L (MM)	BROSSE (MM)	Ø TUBE
STU1 77020		2 x 15	1,00
STU1 77030		3 x 25	1,00
STU1 77040		4 x 25	1,55
STU1 77050		5 x 25	1,85
STU1 77060		6 x 25	1,85

Conditionnement : boîte de 50

Gamme d'écouvillons **semi-rigides** diamètres et couleurs



ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES **USAGE / JOUR UNIQUE** / 3 À 5.8 MM DE DIAMÈTRE

Écouillons **usage / jour unique simple brosse**

EXEMPLE D'ÉCOUVILLON **USAGE UNIQUE** SIMPLE BROSSSE



LONGUEUR 350 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 35050		5 x 50	3,00
STU1 35060		6 x 50	3,00
STU1 35080		8 x 50	4,00
STU1 35100		10 x 50	4,00
STU1 35120		12,5 x 50	4,00
STU1 35150		15 x 50	5,80
STU1 35200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 500 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 50050		5 x 50	3,00
STU1 50060		6 x 50	3,00
STU1 50080		8 x 50	4,00
STU1 50100		10 x 50	4,00
STU1 50120		12,5 x 50	4,00
STU1 50150		15 x 50	5,80
STU1 50200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 650 MM


RÉFÉRENCE	COULEUR Ø X L (MM)	BROSSE (MM)	Ø TUBE
STU1 65050		5 x 50	3,00
STU1 65060		6 x 50	3,00
STU1 65080		8 x 50	4,00
STU1 65100		10 x 50	4,00
STU1 65120		12,5 x 50	4,00
STU1 65150		15 x 50	5,80
STU1 65200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50

LONGUEUR 800 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 80050		5 x 50	3,00
STU1 80060		6 x 50	3,00
STU1 80080		8 x 50	4,00
STU1 80100		10 x 50	4,00
STU1 80120		12,5 x 50	4,00
STU1 80150		15 x 50	5,80
STU1 80200		20 x 50	5,80

Conditionnement : boîte de 50



Écouvillons courts usage unique

Simple brosse sur tube plastique court

Cette gamme d'écouvillons est composée de produits dont la longueur maximale est de 75 cm, et qui sont utilisés le plus souvent soit pour des endoscopes « chirurgicaux », soit pour le nettoyage de canaux creux en stérilisation.

Les brosses utilisées sont identiques à celles utilisées en endoscopie, et pourvues d'une extrémité repliée afin de protéger les canaux nettoyés (sauf écouvillons 1.8 et 2.0 mm).

BROSSE Ø 1.8 MM / TUBE 0.93 MM : CANAUX DE 1,1 À 1,5 MM

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU018030	1.8 x 15	315
STU018055	1.8 x 15	565
STU018075	1.8 x 15	765



SIMPLE BROSSE

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

BROSSE Ø 2 MM / TUBE 1 MM : CANAUX DE 1,2 À 1,8 MM

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU02030	2 x 15	315
STU02055	2 x 15	565
STU02075	2 x 15	765



SIMPLE BROSSE

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

BROSSE Ø 3 MM / TUBE DE RIGIDITÉ STANDARD : CANAUX DE 1,8 À 2,6 MM

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU03030	3 x 20	320
STU03055	3 x 20	570
STU03075	3 x 20	770



SIMPLE BROSSE

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

BROSSE Ø 5 MM / TUBE DE RIGIDITÉ STANDARD : CANAUX DE 2,8 À 4,2 MM

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU05030	5 x 24	320
STU05055	5 x 24	570
STU05075	5 x 24	770




SIMPLE BROSSE

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

BROSSE CONIQUE Ø 5/6 MM / TUBE DE RIGIDITÉ STANDARD : CANAUX DE 3,0 À 5,0 MM

RÉFÉRENCE	Ø BROSSE X LONG. (MM)	LONGUEUR TOTALE (MM)
STU06030	5 / 6 x 24	320
STU06055	5 / 6 x 24	570
STU06075	5 / 6 x 24	770




SIMPLE BROSSE

Conditionnement : boîte de 100

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

STÉRILISATION | Écouvillons usage unique

Écouvillons pour canules de trachéotomie / masques laryngés



Les **écouvillons pour trachéotomie / masques laryngés** usage unique sont fabriqués à partir d'un tube plastique flexible autolubrifiant, et d'une brosse de 50 mm de longueur, très empoilée, pour assurer un nettoyage dès le premier passage si le diamètre est approprié au diamètre interne de la canule.



L'extrémité de la brosse est en « **bout épingle** » non traumatisante pour le plastique, au contraire des écouvillons coupés en bout.

LONGUEUR 200 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 20060-TR		6 x 50	3,00
STU1 20080-TR		8 x 50	4,00
STU1 20100-TR		10 x 50	4,00
STU1 20120-TR		12.5 x 50	4,00

Conditionnement : boîte de 100

LONGUEUR 250 MM

RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 25060-TR		6 x 50	3,00
STU1 25080-TR		8 x 50	4,00
STU1 25100-TR		10 x 50	4,00
STU1 25120-TR		12.5 x 50	4,00
STU1 25150-TR		15 x 50	4,00

Conditionnement : boîte de 100

LONGUEUR 300 MM


RÉFÉRENCE	COULEUR	BROSSE Ø X L (MM)	Ø TUBE (MM)
STU1 30060-TR		6 x 50	3,00
STU1 30080-TR		8 x 50	4,00
STU1 30100-TR		10 x 50	4,00
STU1 30120-TR		12.5 x 50	4,00
STU1 30150-TR		15 x 50	4,00

Conditionnement : boîte de 100

Le tube et la brosse sont flexibles, ce qui permet une parfaite adaptation à la courbure à nettoyer, mieux qu'un écouvillon acier préformé. De plus le tube plastique n'a aucune agressivité par rapport au plastique fin de la canule, au contraire des torsades aciers qui rayent et endommagent la surface interne des canules, d'autant que ces écouvillons aciers se déforment facilement et ne reviennent pas à leur forme d'origine.




ÉCOUVILLONS SEMI-RIGIDES USAGE UNIQUE POUR LE NETTOYAGE DES CANULES DE TRACHEOTOMIE ET MASQUES LARYNGÉS




LE TUBE ET LA BROSSE SONT FLEXIBLES, CE QUI PERMET UNE PARFAITE ADAPTATION À LA COURBURE À NETTOYER

STÉRILISATION | Tapis silicone / Tapis magnétique

Tapis silicone



Les tapis silicone sont utilisés pour immobiliser les instruments fragiles dans les paniers ou les boîtes de stérilisation, afin d'éviter le contact entre les instruments source d'élévation anormale de la température (hots spots) et l'endommagement des instruments fragiles et/ou tranchants.



Ils sont dotés de nombreux orifices et le dos du tapis est embossé afin de permettre un bon passage de la vapeur lors de la stérilisation, et l'absence de condensation.





LES TAPIS SILICONE SONT DOTÉS DE NOMBREUX ORIFICES ET SONT EMBOSSÉS AFIN DE PERMETTRE UN BON PASSAGE DE LA VAPEUR

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
7011204	L'unité
7011204-5	5 unités

Taille : 330 x 456 mm



Tapis magnétique



Le tapis magnétique est autoclavable et réutilisable. Il permet un maintien des instruments grâce à un système d'aimants incorporés.

Il facilite la manipulation des instruments et permet de limiter les risques de blessure des opérateurs et le risque de chute au sol des instruments, tout en permettant de les conserver à portée de main au plus près de la zone opératoire, même si la surface n'est pas parfaitement horizontale ou plane.

Il peut s'accrocher (orifices) ou se poser au plus près de la zone d'intervention.



LE TAPIS MAGNÉTIQUE PERMET UN MAINTIEN DES INSTRUMENTS GRÂCE À UN SYSTÈME D'AIMANTS INCORPORÉS.


RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
7011601	L'unité

Taille : 295 x 375 mm



Protecteurs d'instruments

Les **protecteurs d'instruments Tec Care** usage unique sont en vinyle. Plus de 30 références permettent de trouver la solution que vous recherchez, quel que soit l'instrument requérant une protection pendant la stérilisation et le stockage.



TRANSLUCIDE PERFORÉS

RADIO OPAQUES



RÉFÉRENCE	COULEUR	TAILLE (MM)
701 0701	Blanc	1,6 x 19,0
701 0702	Bleu	2,0 x 19,0
701 0703	Vert	2,8 x 19,0
701 0704	Rouge	3,0 x 25,4
701 0705	Jaune	4,8 x 25,4
701 0706	Mauve	10,3 x 25,4
701 0707	Orange	1,6 x 9,5 x 25,4
701 0708	Marron	2,0 x 15,9 x 25,4
701 0709	Noir	3,0 x 25,4 x 25,4
701 0710	Assorties	

Conditionnement : sachet zip de 100 unités


Les protecteurs d'instruments sont disponibles en:

- **9 tailles différentes**
- **Une référence assortie** comprenant toutes les tailles
- **Perforés.** L'intérêt des perforations est de permettre un séchage optimal, mais surtout d'éviter l'effet de succion au refroidissement quand le protecteur est étroitement adapté sur l'extrémité de l'instrument. Cette catégorie a fait l'objet d'une validation de stérilisation par un organisme indépendant.



PROTECTEURS POUR OSTEOTOMES PERFORÉS

RADIO OPAQUES



RÉFÉRENCE	COULEUR	TAILLE (MM)
701 0301	Bleu	6,4 x 19,0
701 0302	Bleu	9,5 x 25,4
701 0303	Bleu	12,7 x 25,4
701 0304	Bleu	19,0 x 25,4
701 0305	Bleu	25,4 x 25,4
701 0306	Bleu	31,8 x 31,8
701 0307	Bleu	38,1 x 38,1
701 0308	Bleu	44,4 x 31,8
701 0309	Bleu	Assorties

Conditionnement : sachet zip de 50 unités

Les protecteurs d'instruments 701 03XX sont destinés principalement aux OSTEOTOMES ou tout autre instrument à extrémité plate.

- **8 tailles différentes**
- **Une référence assortie** comprenant toutes les tailles
- **Perforés**



PROTECTEURS DOUBLES PERFORÉS

Ils permettent de **protéger les extrémités de pince ou de ciseaux** en les stérilisant ouverts.



- **6 tailles différentes**, et une référence assortie comprenant toutes les tailles



TRANSLUCIDES COLORÉS (RADIO OPAQUES)

RÉFÉRENCE	COULEUR	TAILLE (MM)
701 1401		1,6 x 19,0
701 1402		2,0 x 19,0
701 1403		2,8 x 19,0
701 1404		3,0 x 25,4
701 1405		4,8 x 25,4
701 1406		1,6 x 9,5 x 25,4
701 1407	Assorties	Assorties

Conditionnement : sachet zip de 50 unités



PROTECTEURS TUBULAIRES POUR ÉCARTEURS




Translucides incolores avec un orifice de 19 x 5 mm.

Conditionnés en sacs zip de 40, 45, 50 ou 55 unités selon la référence.

RÉFÉRENCE	COULEUR	ORIFICE (MM)	DIMENSIONS (MM)	SACHET ZIP DE
701 1430	Translucide	19 x 5	7,5 x 38	55
701 1431	Translucide	19 x 5	7,5 x 51	45
701 1432	Translucide	19 x 5	7,5 x 76	40

PROTECTEURS CARRÉS POUR ÉCARTEURS




RÉFÉRENCE	COULEUR	ORIFICES (MM)
701 1420	Rose	12 x 25
701 1421	Translucide	12 x 25
701 1422	Vert	12 x 32
701 1423	Translucide	12 x 32

Conditionnement : sachet zip de 50 unités

Coins de protection

- Les coins protègent les emballages de stérilisation contre les déchirures
- Perforés avec picots pour laisser un bon passage de la vapeur lors de la stérilisation et éviter la condensation
- Faciles à utiliser et positionner
- Réutilisables et autoclavables
- Sans latex ou silicone






RÉFÉRENCE

CORNER-RU

CONDITIONNEMENT

40 unités

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE



NOUS,
on fabrique
RÉELLEMENT
en France!



Tec Care, société 100% française et indépendante, conçoit, fabrique et conditionne intégralement en France, plus de 500 références :

- **ENDOSCOPIE** : écouvillons, brosses, kits de nettoyage, cale dents...
- **STÉRILISATION** : écouvillons et brosses, cadenas...

Nous sommes fiers de contribuer à maintenir l'emploi dans notre pays, de proposer des produits de qualité, fabriqués de manière innovante, au meilleur coût et avec une réactivité et une satisfaction client inégalées.

Tec Care contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la proximité entre lieu de production et de conditionnement et ses clients.

Tec Care, le choix d'une vraie démarche écologique !

Rejoignez-nous sur www.tec-care.com